

Limpieza de una cánula de traqueotomía Bivona®

Propósito

Limpiar la cánula cada vez que la cambie. Una cánula limpia debe estar siempre lista para un cambio de rutina o de emergencia.

Materiales necesarios

- Bandeja para limpieza
- Agua esterilizada
- Peróxido
- Obturador (guía)
- Cacerola para hervir agua
- Cuña plástica
- Recipiente y tapa
- Bolsa plástica Ziplock®



Procedimiento

1. Mezcle partes iguales de agua esterilizada y peróxido. A esto se le llama peróxido diluido a la mitad.
2. Puede lavar la cánula con agua tibia de la llave y jabón ligero como Ivory® en forma líquida, para limpiar las secreciones. Enjuague la sonda traqueal con agua tibia de la llave. Empuje la guía a través de la sonda traqueal para remover las secreciones que contiene la sonda.
3. Haga pasar la guía a través de la cánula presionándola para extraer las secreciones.
4. Deje remojando la cánula y la guía en la bandeja con peróxido diluido a la mitad durante un minuto.
5. Llene la cacerola con agua de la llave y hiérvala en la estufa.
6. Retire la cacerola del fuego.
7. Coloque la cánula traqueal y la guía en el agua.
8. Cubra la cacerola y deje las partes remojando durante 20 minutos.
9. Escorra el agua y coloque la cánula y la guía en una superficie limpia y seque completamente al aire.

10. Guarde todas las partes en un recipiente limpio con tapa o en una bolsa plástica Ziplock®. Si contiene gotas de agua, la sonda no está completamente seca. Sáquela y vuélvala a limpiar. Podrían crecer bacterias si no está completamente seco.

Instrucciones especiales

- Revise que no haya grietas en la cánula. Bótela si está agrietada.
- Si su hijo tiene una cánula con manguito, revise el manguito por si tiene hoyos o está decolorado al inflarlo suavemente antes de almacenarlo. Si presenta hoyos o decoloración o si el manguito no se vuelve a inflar, bótelo. Desinfele el manguito completamente antes de almacenar la cánula limpia.
- No guarde la cánula traqueal con la guía dentro de ésta.
- Encargue regularmente cánulas traqueales nuevas.
- Si la sonda traqueal Bivona de su hijo contiene una tapa giratoria, cuando la limpie:
 - Use la cuña plástica para quitar la tapa giratoria que contiene el adaptador.
 - Vuelva a colocar la tapa giratoria. Si no reemplaza el conector giratorio, la bolsa de reanimación manual o el ventilador no quedarán en la cánula de traqueostomía como deberían.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.