

Válvula para el habla Passy-Muir®

Propósito

La válvula para el habla Passy-Muir tiene muchos beneficios, que incluyen:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la vocalización. • Mejora el sentido del gusto y del olfato. • Optimiza el control, manejo y organización de las secreciones. • Restaura el flujo de aire a la vía respiratoria superior natural. | <ul style="list-style-type: none"> • Apoya la alimentación óptima y el desarrollo del lenguaje. • Restaura la presión fisiológica positiva al final de la espiración. • Mejora la estabilidad del centro. • Disminuye la succión traqueal. |
|--|--|


Su hijo inspira a través de la válvula para el habla y de la cánula de traqueostomía y espira por la nariz y la boca.

Tipos de válvulas

1. Esta válvula se usa en niños con **traqueostomía**.



2. Esta válvula se usa en niños conectados a un **respirador**.



Pautas

- **Siempre desinfe** el manguito si su hijo usa una cánula de traqueostomía que lo tenga.
- La válvula para el habla, que se usa solamente para los que tienen traqueostomía, se ajusta a la sonda traqueal girándola suavemente. Se saca también con un giro suave hacia el otro lado.
- La válvula para el habla del respirador se coloca en el circuito de respiración usando un adaptador.
- Si su hijo usa oxígeno, **se debe usar** el oxígeno cuando lleve puesta la válvula para el habla.

Indicaciones especiales

- Si su hijo tiene problemas para respirar mientras usa la válvula, quítesela. Si el problema continúa mientras usa la válvula, llame a su médico.
- Su hijo podría usar humedad mientras usa la válvula.
- Elimine las secreciones enjuagándola en agua tibia.
- **Quite la válvula cuando esté administrando tratamientos de respiración.**
- **No use esta válvula cuando su hijo duerma o cuando esté enfermo.**
- **Una persona debe estar con su hijo cuando esté usando la válvula.**

Instrucciones de limpieza

1. Enjuague la válvula agitando en agua tibia, no caliente, con jabón **(que no sea Palmolive)**.
2. Enjuáguela con agua tibia.
3. Colóquela en una superficie limpia para secarla al aire.

Aviso:

- **No necesita** desinfectar la válvula a menos que así se lo indique su proveedor de servicios de salud domiciliarios.

Advertencia: No use agua caliente, peróxido, cloro, vinagre, alcohol, cepillos o hisopos (cotonetes, Q-tips ®), debido a que pueden dañar la válvula.

Hay muchos fabricantes de válvulas de habla. Cada uno de ellos puede tener válvulas que vienen en diferentes colores o formas. Hable con el médico o terapeuta del habla de su hijo si tiene preguntas sobre la válvula para el habla de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.