

(Para uso en heridas que supuran)

¿Qué es Mepitel Ag y cómo se usa?

Mepitel Ag es un vendaje suave de silicona que se usa para cubrir heridas abiertas. Hay sulfato de plata en el vendaje que ayuda a prevenir infecciones. Puede permanecer en una herida limpia por hasta 8 días.



Mepitel Ag tiene orificios que permiten que las secreciones pasen a través de él y hacia un vendaje externo absorbente. Se coloca justo en la herida. Encima del Mepitel Ag se coloca un vendaje externo que deberá cambiarse una vez al día hasta que las secreciones disminuyan. Esto generalmente tarda de 2 a 3 días.

¿Cómo se cambia el vendaje externo?

1. Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla limpia.
2. Retire con cuidado el vendaje externo del Mepitel Ag. Es posible que necesite sostener una esquina del Mepitel Ag para evitar que se levante.
3. Asegúrese de que el Mepitel Ag cubra la herida.
4. Si el Mepitel Ag cubre la herida, coloque una pieza nueva del vendaje absorbente sobre el Mepitel Ag y asegúrela con un rollo de gaza.
5. Si el Mepitel Ag ya no cubre toda la herida, suavemente levántelo de las orillas y colóquelo nuevamente sobre la herida. Coloque una pieza nueva del vendaje externo sobre el Mepitel Ag.
6. Asegure el vendaje con gaza.

¿Con qué frecuencia se tiene que cambiar el vendaje?

Deje el Mepitel Ag hasta por 8 días. Cambie el vendaje externo una vez al día hasta que haya poca secreción. Una vez que haya poca o nada de supuración en el vendaje externo, no es necesario cambiar los vendajes hasta que el proveedor vea a su hijo. Deje todo el vendaje en su lugar hasta que el proveedor lo examine. Si no lo pueden atender dentro de 8 días, llame al proveedor de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier inquietud o si su hijo tiene:

- Alguna señal de infección. Esto incluye fiebre, más enrojecimiento o hinchazón o drenaje maloliente o de color amarillo o verde.
- Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.